



*Luer-Lock. Een connectortype dat veilig is en het risico op morsen en onbedoelde blootstelling tot een minimum beperkt. Instillatieoplossing wordt volledig ingesloten gehouden.\*\**



*LoFric katheters zijn gecoat met de unieke Urotonic™ Surface Technology. Dit zorgt ervoor dat de katheter glad en veilig blijft, zowel tijdens het inbrengen als het verwijderen.<sup>1</sup>*

*Gladde katheterogen.<sup>2</sup>*

### Beoogd gebruik

De LoFric® hydrofiele urinekatheter voor eenmalig gebruik is bedoeld voor intermitterende blaasinstillatie.

### Sterilisatie en houdbaarheid

Gesteriliseerd door ethyleenoxidegas. Gebruiken voor de vervaldatum op de verpakking.

### Verpakking

30 afzonderlijk verpakte katheters per verpakking. Verzendoos bevat 4 binnendozen.

### Materiaalsamenstelling

**Hydrofiele oppervlaktecoating:** polyvinylpyrrolidon (PVP) en natriumchloride (NaCl).

**Katheter:** elastomeer op polyolefinebasis (POBE).

**Individuele verpakking:** gelakt papier, gelamineerd folie van polypropyleen (PP)/polyamide (PA)/polyethyleen (PE).

### Productassortiment

Referentie	Type	Lengte	Maat
407 08 65	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (voor mannen)	40 cm	CH 08
407 10 65	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (voor mannen)	40 cm	CH 10
407 12 65	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (voor mannen)	40 cm	CH 12
407 14 65	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (voor mannen)	40 cm	CH 14
408 08 65	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (voor vrouwen)	20 cm	CH 08
408 10 65	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (voor vrouwen)	20 cm	CH 10
408 12 65	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (voor vrouwen)	20 cm	CH 12
408 14 65	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (voor vrouwen)	20 cm	CH 14
409 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Tiemann (voor mannen)	40 cm	CH 12

1. Waller et al 1997; Dunger et al. 1988.

2. Lundgren et al. 2000; Newman et al. 2018.

\*\* Gebruik alleen vloeistoffen die zijn goedgekeurd voor intravesicale toediening. Volg daarbij de instructies.

Bij Wellspect ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor continenzorg die het leven van mensen veranderen. We zetten ons ervoor in onze gebruikers te inspireren om zelfvertrouwen en onafhankelijkheid op te bouwen, evenals een goede mate van gezondheid en welzijn. We zetten al meer dan 30 jaar de toon in onze branche met onze productmerken LoFric® en Navina™. Wij maken betrouwbare en gebruiksvriendelijke producten voor blaas- en darmmanagement met zo weinig mogelijk impact op het milieu. Wij streven er naar om klimaat-neutraal te worden en wij werken nauw samen met gebruikers en professionele zorgverleners die ons voortdurend inspireren om onze producten en diensten nu en in de toekomst op een duurzame manier te verbeteren.

**Wellspect. A real difference.**

Voor meer informatie over onze producten en ons initiatief Advancing Continence Care Together (ACCT) kunt u terecht op [Wellspect.nl](https://www.wellspect.nl).

Praat mee op Facebook en Instagram.

[wellspect.nl](https://www.wellspect.nl)

